


AccuPoint
Advanced Next Gen

AccuPoint® Advanced Next Generation (NG) Un système complet de contrôle de l'hygiène



Rendre visible l'invisible

Découvrez notre nouveau système :

- Résultats rapides et directement exploitables, associés à un logiciel de gestion de données personnalisable, afin de mettre en œuvre le plan de contrôle de l'hygiène le plus rigoureux qui soit
- Compatible avec la technologie RFID pour simplifier le processus de test
- Ecran tactile pour une navigation entre les zones et les sites rapide et facile
- Une gamme d'options de connectivité qui répond à vos besoins
- Appareil robuste avec des bords caoutchoutés pour une protection optimale, facile à prendre en main

Associez toutes ces caractéristiques à nos écouvillons, incluant nos écouvillons pour les surfaces planes brevetés, nos écouvillons pour les liquides et ceux pour les accès difficiles, et vous obtiendrez un système complet de contrôle de l'hygiène !

Les avantages comprennent :

- Possibilité de création de multiples plans de tests de routine
- Suivi des résultats et des tendances de données au cours du temps
- Meilleure récupération de l'ATP que les autres systèmes sur le marché*

Approuvé par l'AOAC :

Notre système a été le premier à recevoir une validation AOAC complète en tant que méthode efficace de détermination de la présence d'ATP sur les surfaces en acier inoxydable, dans les installations de transformation des aliments et les sociétés de service agroalimentaires. Le nouvel AccuPoint Advanced NG bénéficie de la même validation.



Article. 9904A

*Selon une étude de comparaison indépendante de systèmes de contrôle de l'hygiène

NEOGEN.com