

# COMUNICADO DE IMPRENSA



## PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

**CONTATO: George Nagle, Neogen Corporation  
517/372-9200**

620 Leshar Place  
Lansing, Michigan 48912  
517/372-9200  
e-mail: [neogen-info@neogen.com](mailto:neogen-info@neogen.com)  
[www.neogen.com](http://www.neogen.com)

## ***Listeria Right Now™, com resultados em menos de uma hora da Neogen, recebe aprovação da AOAC***

LANSING, Michigan, 20 de agosto de 2018 — O revolucionário sistema de detecção de patógenos ambientais *Listeria Right Now™* da Neogen, alcançou oficialmente a aprovação da AOAC, número de licença #081802.

A aprovação acrescenta outro nível de segurança à comunidade para a segurança alimentar, pois o produto já foi validado por um dos principais grupos de credenciamento de terceiros do setor.

“É extremamente gratificante receber essa aprovação”, disse John Adent, presidente e CEO da Neogen. “Isso é o resultado de muito trabalho e engenhosidade por parte dos grupos de P & D e validação da Neogen. O sistema *Listeria Right Now* é verdadeiramente revolucionário e, com esta aprovação, valida esta nova plataforma tecnológica.”

*Listeria Right Now* é um sistema completo para a realização de testes ambientais de *Listeria* com precisão no nível molecular que não requer enriquecimento, portanto, não há necessidade de processadores para cultivar culturas de bactérias no local. O sistema fornece resultados em menos de uma hora, muito mais rápido que os métodos tradicionais, os quais podem levar até vários dias.

O sistema funciona tão rapidamente graças a uma tecnologia que alveja rRNA, a qual está presente em um maior número do que o alvo tradicional do DNA. Uma reação isotérmica também faz com que a replicação e amplificação ocorram a uma taxa constante, em vez da tecnologia normal de ciclo térmico dos sistemas tradicionais de PCR. A tecnologia permite que as instalações de produção e processamento de alimentos busquem e eliminem a *Listeria* mais rapidamente, o que pode reduzir o risco de contaminação cruzada de produtos alimentícios - mantendo os consumidores seguros.

*Listeria Right Now* tem sido validado pela AOAC e pela NSF International e, é o vencedor do Prêmio de Inovação de 2018 da organização francesa Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire.

A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de animais. A divisão de Segurança Animal da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para testes diagnósticos de bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas, doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal é líder em produtos de biossegurança ao nível mundial, testes de genômica animal e na fabricação e distribuição de uma variedade de produtos para a saúde animal incluindo: kits diagnósticos, produtos farmacêuticos e instrumentos veterinários.

###

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.