

PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA

CONTACTO: George Nagle, Neogen Corporation
+1 517/372-9200

620 Leshar Place
Lansing, Michigan 48912
+1 517/372-9200
e-mail: neogen-info@neogen.com
www.neogen.com/sp

Listeria Right Now™ de una hora de Neogen recibe la aprobación de la AOAC

LANSING, Michigan, 20 de agosto de 2018 — El revolucionario sistema de detección de patógenos ambientales *Listeria Right Now™* de Neogen ha logrado oficialmente la aprobación de la AOAC, número de licencia #081802.

La aprobación añade otro nivel de seguridad a la comunidad de inocuidad alimentaria, ya que el producto ha sido validado por uno de los grupos de acreditación de terceros líderes de la industria.

“Es extremadamente gratificante recibir esta aprobación”, dijo John Adent, presidente y director general de Neogen. “Es el resultado del arduo trabajo y el ingenio de parte de los grupos de I + D y validación de Neogen. El sistema *Listeria Right Now* es verdaderamente revolucionario y contar con esta aprobación valida esta nueva plataforma tecnológica”.

Listeria Right Now es un sistema completo para tomar pruebas ambientales de *Listeria* con precisión a nivel molecular que no requiere enriquecimiento, por lo que no es necesario que los procesadores cultiven bacterias in-situ. El sistema proporciona resultados en menos de una hora, mucho más rápido que los métodos tradicionales, lo que puede llevar varios días.

El sistema funciona tan rápido gracias a una tecnología que se dirige al ARNr, que está presente en un número mucho mayor que el objetivo tradicional de ADN. Una reacción isotérmica también provoca que la replicación y la amplificación se produzcan a una velocidad constante en lugar de la tecnología de ciclo térmico normal de los sistemas de PCR tradicionales. La tecnología permite que las instalaciones de producción y procesamiento de alimentos busquen y eliminen *Listeria* más rápidamente, lo que puede reducir el riesgo de contaminación cruzada de los productos alimenticios — lo que mantiene a los consumidores seguros.

Listeria Right Now ha sido validado por la AOAC y NSF International, y es el ganador del Premio de Innovación 2018 de la organización francesa Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire.

Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad alimentaria y sanidad animal. La División de Seguridad Alimentaria de la compañía comercializa medios de cultivo y kits de pruebas de diagnóstico para detectar bacterias transmitidas por alimentos, toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades en plantas y preocupaciones de saneamiento. La División de Sanidad Animal de Neogen es líder mundial en productos de bioseguridad, pruebas de genómica animal y la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud animal, incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos, instrumentos veterinarios.

###

* Esta información es presentada en español solamente para propósitos de traducción.